














































## LEKSYKON SYMBOLI














Objaśnienie symboli stosowanych na opakowaniach wyrobów medycznych firmy ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.












	Oznakowanie zgodności CE
	Oznakowanie zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej
	Wytwórca / Producent
	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej / upoważniony przedstawiciel w Unii
	Data produkcji
	Użyć do daty
	Numer serii produkcyjnej
	Numer katalogowy
	Importer
	Dystrybutor
	Kraj produkcji












	Wysterylizowany tlenkiem etylenu
	Wysterylizowany radiacyjnie
	Wysterylizowany parą wodną lub suchym ciepłem
	Nie resterylizować
	Niesterylne
	Nie używać, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone
	Pojedynczy system bariery sterylnej
	Pojedynczy system bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym wewnątrz
	Pojedynczy system bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym na zewnątrz
	Podwójnej system bariery sterylnej
	Kruchy, obchodzić ostrożnie
	Trzymać z dala od światła słonecznego












	Chronić przed wilgocią
	Dopuszczalna temperatura
	Ograniczenie wilgotności
	Nie używać повторно
	Wielokrotne użycie przez jednego pacjenta
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Zawiera lub obecny jest lateks kauczuku naturalnego
	Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego
	Zawiera niebezpieczne substancje

	Zawiera lub obecny jest ftalan 2-etyloheksylu (DEHP)
	Zawiera lub obecny jest ftalan benzylu-butylu (BBP)
	Zawiera lub obecny jest ftalan dibutylu (DBP)
	Zawiera lub obecne są ftalany DEHP, BBP oraz DBP
	Nie zawiera ftalanów
	Apirogenny
	Krople na mililitr
	Filtr płynu o wielkości porów
	Przyrząd do podawania grawitacyjnego
	Zawór jednokierunkowy
	Kąt płaski
	Rozmiar














	Wyrób medyczny
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI)
	Jednostka opakowania
	Jednostka opakowania
	Średnica wewnętrzna
	Średnica zewnętrzna
	Długość
	Długość
	Rozmiar mankietu
	Waga pacjenta
	Maksymalna objętość powietrza, którym należy napompować mankiet
	Bezpieczny dla rezonansu magnetycznego
	Kolor

	Rozmiar
	Gramatura
	Typ włókny
	Liczba nitok w gazie
	Liczba warstw
	Miejsce otwierania opakowania
	Miejsce otwierania opakowania
	Prać ręcznie
	Pranie, normalny proces, maksymalnie 40 stopni Celsjusza
	Pranie, normalny proces, maksymalnie 95 stopni Celsjusza
	Nie używać wybielacza











	Nie suszyć mechanicznie
	Nie prasować
	Nie czyścić chemicznie
	Liczba par
	Nie stosować bezpośrednio na rany
	Zawiera superabsorbent
	Wyrób medyczny do diagnostyki <i>in vitro</i>
	Zawartość wystarczająca do <n> testów
	Dopuszczalny poziom jakości EN455-1, EN 374-2
	Rękawice bezpudrowe
	Liczba rękawic









	Liczba par rękawic
	Zawiera lub obecny jest alergen typu IV
	Limit układania w stos
	Tą stroną w górę
	Nie używać haków
	Nie używać haków
	Nie używać ostrych narzędzi
	Nie deptać
	Nadający się do przetworzenia
	Polietylen małej gęstości
	Polietylen dużej gęstości


















	Polipropylen
	Tektura falista
	Tektura płaska
	Papier
	Papier i tektura/plastik/ aluminium
	Inne tworzywa sztuczne
	Mieszane
	Znak zgodności z wymaganiami rynku ukraińskiego
	Znak zgodności z wymaganiami rynku ukraińskiego z numerem jednostki oceniającej zgodność
	Znak zgodności z wymaganiami rynku brytyjskiego
	Certyfikacja zgodności z normą ISO 14001
	Certyfikacja zgodności z normą ISO 13485
	Upoważniony przedstawiciel na rynek szwajcarski













Objaśnienie symboli stosowanych na opakowaniach środków ochrony indywidualnej firmy ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.










	Oznakowanie zgodności CE
	Oznakowanie zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej
 <p>Producent/ Manufacturer</p>	Producent
 <p>Upoważniony przedstawiciel w Unii/ Authorized representative in the EU</p>	Upoważniony przedstawiciel w Unii
 <p>Importer/ Importer</p>	Importer
 <p>Dystrybutor/ Distributor</p>	Dystrybutor
 <p>Data produkcji/ Date of manufacture</p>	Data produkcji
 <p>Użyć do daty/ Use-by-date</p>	Użyć do daty
 <p>Kod partii/Batch code</p>	Kod partii
 <p>Numer katalogowy/ Catalogue number</p>	Numer katalogowy










 <p>Trzymać z dala od światła słonecznego/ Keep away from sunlight</p>	<p>Trzymać z dala od światła słonecznego</p>
 <p>Chronić przed wilgocią/ Keep dry</p>	<p>Chronić przed wilgocią</p>
 <p>Dopuszczalna temperatura/ Temperature limit</p>	<p>Dopuszczalna temperatura</p>
 <p>Ograniczenie wilgotności/ Humidity limitation</p>	<p>Ograniczenie wilgotności</p>
 <p>Nie używać powtórnie/ Do not re-use</p>	<p>Nie używać powtórnie</p>
 <p>Zawiera lateks/ Contains latex</p>	<p>Zawiera lub obecny jest lateks kauczuku naturalnego</p>
 <p>Nie zawiera lateksu/ Latex-free</p>	<p>Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego</p>
 <p>Zajrzyj do instrukcji używania/ Consult instructions for use</p>	<p>Zajrzyj do instrukcji używania</p>

 Rozmiar/ Size	Rozmiar
	Ochrona przed chemikaliami
<b>TYP 4 B</b> <b>TYPE 4B</b>  <b>EN14605:2005</b> <b>+A1:2009</b>	Ochrona przed natryskiem ciekłych substancji chemicznych, typ 4
<b>TYP 5 B</b> <b>TYPE 5B</b>  <b>EN ISO13982-1:2004</b> <b>+A1:2010</b>	Ochrona przed obecnymi w powietrzu cząstkami stałymi, typ 5
<b>TYP 6 B</b> <b>TYPE 6B</b>  <b>EN13034:2005</b> <b>+ A1:2009</b>	Ochrona przed ograniczonym natryskiem ciekłych substancji chemicznych, typ 6
 <b>EN1149-5:2008</b>	Ochrona przed elektrycznością statyczną
 <b>EN14126:2003</b> <b>+ AC:2004</b>	Ochrona przed narażeniem na czynniki zakaźne, typ 4B, 5B, 6B

 <b>EN1073-2:2002</b>	Ochrona przed skażonymi radioaktywnie cząsteczkami
 Koniec okresu przechowywania/ End of shelf life	Koniec okresu przechowywania
 Patrz informacje dostarczone przez producenta/ See information supplied by the manufacturer	Patrz informacje dostarczone przez producenta
 Zakres temperatur w warunkach przechowywania/ Temperature range of storage conditions	Zakres temperatur w warunkach przechowywania
 Maksymalna wilgotność względna w warunkach przechowywania/ Maximum relative humidity of storage conditions	Maksymalna wilgotność względna w warunkach przechowywania
<b>EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE X</b>  [(UVV)xyz]	Ochrona przed chemikaliami
<b>EN ISO 374-5: 2016</b>  <b>VIRUS</b>	Ochrona przed narażeniem na czynniki zakaźne
 protection against blood-borne pathogens	Ochrona przed patogenami przenoszonymi przez krew

 <p>ASTM D 6978</p> <p>protection against chemotherapy drugs</p>	Ochrona przed cytostatykami
 <p>AQL 1.0</p> <p>acceptable quality level EN 455-1 EN 374-2</p>	Dopuszczalny poziom jakości EN455-1, EN 374-2
 <p>Min Length 240 mm</p>	Minimalna długość rękawicy 240mm
 <p>AQL 1.5</p>	Dopuszczalny poziom jakości EN455-1, EN 374-2
	Ochrona przed patogenami
	Rękawica rozciąga się we wszystkie strony
	Możliwość stosowania przy ekranach dotykowych
	Kontakt z żywnością
	Liczba rękawic
 <p>50</p>	Liczba par rękawic
 <p>Fit For Special Purpose (Palm protection)</p>	Patrz informacje dostarczone przez producenta
	Patrz informacje dla użytkownika

 <p>Nie prać/ Do not wash</p>	Nie prać
 <p>Nie używać wybielacza/ Do not bleach</p>	Nie używać wybielacza
 <p>Nie suszyć mechanicznie/ Do not tumble dry</p>	Nie suszyć mechanicznie
 <p>Nie prasować/ Do not iron</p>	Nie prasować
 <p>Nie czyścić chemicznie/ Do not dry clean</p>	Nie czyścić chemicznie
 <p>Materiał łatwopalny/ Flammable fabric</p>	Materiał łatwopalny
	Jednostka opakowania
	Limit układania w stos
	Tą stroną w górę

	Nie używać haków
	Nie używać ostrych narzędzi
	Nie deptać
	Nadający się do przetworzenia
	Polietylen małej gęstości
	Tektura falista
	Tektura płaska
	Papier
	Mieszane