

30
YEARS



NOWOŚĆ
— w ofercie —



KIELISZKI DO LEKÓW

KRUSZARKA DO LEKÓW

DYSPENSER DO KIELISZKÓW

nowatorskie rozwiązania

w dystrybucji leków doustnych dla pacjenta

Hpm[™]

ZARYS



nowatorskie rozwiązania

w dystrybucji leków doustnych dla pacjenta




➤ KIELISZKI DO LEKÓW system kodowania za pomocą kolorów

- transparentny materiał umożliwiający wizualną obserwację podawanego leku
- pojemność 30 ml
- dokładna, łatwa do odczytania skala co 1 ml
- stabilna podstawa, zaokrąglona górna krawędź kieliszka
- dostępne w pięciu kolorach: biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony
- identyfikacja kolorystyczna kieliszków - przyporządkowanie odpowiedniego koloru do określonej godziny podawania leków
- zastosowanie kompatybilnych przykrywek do kieliszków - HIGIENA, PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO FARMAKOTERAPII
- kieliszki przystosowane do kruszarki HPM i dyspensera do kieliszków HPM
- wyrób jednorazowego użytku - informacja w formie zharmonizowanego symbolu na każdej sztuce



NOWOŚĆ
— w ofercie —

stwórz swój kod kolorystyczny (przyporządkuj kolor do pory podawania leków)



➤ KRUSZARKA DO LEKÓW

profesjonalne miażdzenie tabletek
bezpośrednio w kieliszku

- wysoka jakość wykonania, estetyczny i nowoczesny wygląd
- gwarancja zachowania warunków higienicznych oraz zapobieganie zakażeniom
- system eliminujący straty i mieszanie się leków od różnych pacjentów
- ergonomiczny kształt pozwalający na łatwy i szybki sposób operowania
moździerzem
- łatwa do utrzymania w czystości
- wyrób wielorazowego użytku



➤ DYSPENSER DO KIELISZKÓW

przechowywanie kieliszków bez narażenia
na przypadkowe zanieczyszczenie

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

- wysoka jakość materiału, estetyka wykonania
- trwałe i niewrażliwe na zarysowania szkło akrylowe, odporne na działanie promieniowania UV
- przezroczysta obudowa pozwalająca na stałą kontrolę stanu zapasów
- prosty do wypełnienia oraz utrzymania w czystości
- łatwe i higieniczne wyjmowanie oraz dystrybucja kieliszków
- wymiary zewnętrzne: 50 x 395 mm
- możliwość montażu na ścianie lub wózku medycznym
- maksymalna ilość kieliszków do przechowania - 90 sztuk
- wyrób wielorazowego użytku

bezpieczeństwo i satysfakcja
zawodowa dla personelu



Hpm™

ZARYS

NAZWA WYROBU	KOD	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KIELISZKI	01350	biały transparentny	90 sztuk	100 x 90 sztuk
	01351	żółty	90 sztuk	100 x 90 sztuk
	01352	niebieski	90 sztuk	100 x 90 sztuk
	01353	czerwony	90 sztuk	100 x 90 sztuk
	01354	zielony	90 sztuk	100 x 90 sztuk
PRZYKRYWKI	00364	biały	600 sztuk	8 x 600 sztuk
DYSPENSER DO KIELISZKÓW	300650	przeźroczysty	1 sztuka	5 sztuk
KRUSZARKA DO LEKÓW	300280	biały	1 sztuka	5 x 10 sztuk

ZARYS. Najlepsze rozwiązania oparte na doświadczeniu.

ZARYS International Group to firma posiadająca 30-letnie doświadczenie w branży medycznej. Od momentu założenia w 1989 roku, firma ZARYS przetrwała wiele wstrząsów gospodarczych i przemian rynkowych, by uzyskać w Polsce status wiodącego dystrybutora wyrobów medycznych.

ZARYS posiada w ofercie bardzo szeroką gamę produktów. Wśród nich znajdują się opatrunki, obłożenia chirurgiczne, rękawice diagnostyczne, sprzęty jednorazowego użytku stosowane w urologii, ginekologii czy terapii tlenowej, a także wiele innych wyrobów. Firma nieustannie poszerza swoją ofertę, by wyjść naprzeciw nowym potrzebom rynku.

Tym, co wyróżnia ZARYS spośród firm konkurencyjnych jest silna etyka biznesu oraz nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań. Pragnąc spełnić wszelkie oczekiwania naszych klientów, ciągle poszerzamy naszą ofertę i udoskonalamy asortyment. Wszystkie nasze wyroby są starannie wyselekcjonowane z uwzględnieniem bieżących potrzeb klienta, naciskiem na jakość wyrobów oraz ich dogodną dostępność. Firma ZARYS ma przyjemność współpracować z wysoce wykwalifikowanymi specjalistami z branży medycznej, którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem i znajomością najnowszych trendów w praktyce klinicznej.

Firma ZARYS oferuje produkty własnej marki oraz jest dystrybutorem wyrobów medycznych czołowych światowych producentów. Nasz zespół wierzy, że utrzymywanie uczciwych i solidnych relacji z krajowymi oraz zagranicznymi partnerami jest kluczowym czynnikiem na drodze do sukcesu, dlatego też regularnie odwiedzamy naszych klientów oraz dostawców w ich siedzibach i razem stawiamy czoła wyzwaniom.

Nasze wartości, strategia oraz wszechstronność gwarantują satysfakcjonującą współpracę zwińczoną sukcesem.



ZARYS International Group sp. z o. o. sp.k.

☎ telefon +48 32 271 69 91, +48 32 376 07 50-55
fax +48 32 274 72 84

✉ Pod Borem 18
41-808 Zabrze

@ e-mail: zarys@zarys.pl

🌐 www.zarys.pl

