

środki
ochrony
indywidualnej

ZARYS kids

wyroby
medyczne

Dzieci

katalog

produkty
higieniczne
i kosmetyczne





Linia ZARYS kids urzeka kolorami i tętni życiem!

Stworzona specjalnie dla najmłodszych, wprowadza elementy barwnego świata dziecięcej wyobraźni prosto do sal oddziałów pediatrycznych. Wesołe grafiki i żywe aplikacje rozjaśniają szpitalne otoczenie, przez co pomagają personelowi budować pozytywne nastawienie wśród małych pacjentów. Dzięki nim procedury medyczne nabierają przyjaznego charakteru, a lęki ustępują miejsca zaciekawieniu!

Cześć, jestem **Julek**.
Zostałem stworzony,
by dawać uśmiech.



spis treści



dla personelu

- 5 maska medyczna jednorazowego użytku
- 6 MAYA - czepek chirurgiczny z gumką
- 7 OLAF - czepek chirurgiczny z troczkami
- 8 easyCARE nitrile pink - rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe
- 9 easyCARE nitrile berry - rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe
- 10 easyCARE nitrile blue - rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe
- 11 bluza wielorazowa, kolorowa

04

środowisko małego pacjenta

- 13 śliniak jednorazowego użytku
- 14 koszula pacjenta dziecięca włókninowa
- 15 termiczne okrycie pacjenta SOFT
- 16 staza automatyczna dla dzieci
- 17 NINONET - myjka do ciała nasączona mydłem
- 18 podkład chłonny dla dzieci
- 19 podkład medyczny bibułowo-foliowy
- 20 stila care - chusteczki nawilżane dla dzieci
- 21 deltaset I-36 - pakiet noworodkowy

12

materiały opatrunkowe

- 23 elastoKIDS - kolorowe plastry dla dzieci
- 24 KIDSpro - zestaw plastrów dla dzieci
- 25 KIDSpro - zestaw plastrów dla dzieci
- 26 elastoKIDS EYE - opatrunek oczny, włókninowy, z wkładem chłonnym, samoprzylepny, jałowy
- 27 elastoKIDS IV - opatrunek do mocowania kaniul włókninowy, samoprzylepny, jałowy
- 28 elastoKIDS STERIL - opatrunek z wkładem chłonnym włókninowy, samoprzylepny, jałowy
- 29 elastoFIXAL KIDS - przyklepiec stabilizujący do drenów, niejałowy
- 30 yellowBAND - bandaż kohezyjny
- 32 POREplast - przyklepiec mocujący z włókna z perforacją
- 33 elastoNASAL KIDS - przyklepiec mocujący do drenów donosowych, włókninowy, samoprzylepny, niejałowy
- 34 elastoKIDS STERIL D - opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny, z przecięciem i otworem X, jałowy
- 35 elastoFIXAL Tube - opaska stabilizująca do rurki tracheostomijnej, niejałowa

22



dla
personelu

maska medyczna jednorazowego użytku



Przeznaczona do okrycia ust i nosa, zapewnienia bariery w celu zminimalizowania bezpośredniego przenoszenia czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem.

- wykonana z trzech warstw włókniny
- posiada wkładkę modelującą na nos
- skuteczność filtracji bakterii BFE $\geq 98\%$
- wymiary: 175 mm x 95 mm
- mocowana na gumki
- z kolorowym nadrukiem
- pakowana w kartonik umożliwiający wyciąganie pojedynczych sztuk
- zgodna z normą: EN 14683 typ II
- niejałowa

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
BT-046-31C	50 szt.	20 x 50 szt.





MAYA

czepek chirurgiczny z gumką



Zakładany na głowę w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza na sali operacyjnej/zabiegowej przez włosy oraz złuszczonego naskórek pochodzący od osób noszących.

- wykonany z włókniyny polipropylenowej z kolorowym nadrukiem
- z gumką w części tylnej
- opakowanie: kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- niejałowy

REF

BT-001-30C-R1-PP

opakowanie
handlowe

100 szt.

opakowanie
transportowe

6 x 100 szt.



OLAF

czepek chirurgiczny z trokami

Zakładany na głowę w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza na sali operacyjnej/zabiegowej przez włosy oraz złuszczonego naskórek pochodzący od osób noszących.

- wykonany z włókniny polipropylenowej z kolorowym nadrukiem
- kształt furażerki
- wiązany na troki
- opakowanie: kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- niejałowy

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
BT-007-30C-T1-PP	100 szt.	6 x 100 szt.





easyCARE nitrile pink

rękawice diagnostyczne nitrilowe bezpudrowe

Przeznaczone do diagnostyki pacjenta, zapewniające barierę dla transmisji mikroorganizmów pomiędzy operatorem a pacjentem, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych.

- surowiec: nitril (akrylonitryl-butadien)
- kolor: jasnoróżowy
- powierzchnia wewnętrzna: chlorowana
- mankiet prosty z rolowanym brzegiem
- AQL: 1.0
- wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
- środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- opakowanie handlowe: 100 szt. z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru
- jednorazowego użytku
- niejałowe

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
RNBRXS10003	XS	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBRS10003	S	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBRM10003	M	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBRL10003	L	100 szt.	10 x 100 szt.



easyCARE nitrile berry

rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe

Przeznaczone do diagnostyki pacjenta, zapewniające barierę dla transmisji mikroorganizmów pomiędzy operatorem a pacjentem, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych.

- surowiec: nitril (akrylonitryl-butadien)
- kolor: malinowy
- powierzchnia wewnętrzna: chlorowana
- mankiet prosty z rolowanym brzegiem
- AQL: 1.0
- wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
- środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- opakowanie handlowe: 100 szt. z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru
- jednorazowego użytku
- niejałowe

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
RNBMXS10003	XS	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBMS10003	S	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBMM10003	M	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBML10003	L	100 szt.	10 x 100 szt.





easyCARE nitrile blue

rękawice diagnostyczne nitrilowe
bezpudrowe



Przeznaczone do diagnostyki pacjenta, zapewniające barierę dla transmisji mikroorganizmów pomiędzy operatorem a pacjentem, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych.

- surowiec: nitril (akrylonitryl-butadien)
- kolor: niebieski
- powierzchnia zewnętrzna: polimerowana, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcówce palców
- powierzchnia wewnętrzna: chlorowana, polimerowana
- mankiet rolowany
- AQL: 1.0
- wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
- środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- opakowanie handlowe: 100 lub 200 szt., z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru
- jednorazowego użytku
- niejałowe


REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
RNBXS10001	XS	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBS10001	S	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBM10001	M	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBL10001	L	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBXL10001	XL	100 szt.	10 x 100 szt.
RNBXS20001	XS	200 szt.	10 x 200 szt.
RNBS20001	S	200 szt.	10 x 200 szt.
RNBM20001	M	200 szt.	10 x 200 szt.
RNBL20001	L	200 szt.	10 x 200 szt.
RNBXL20001	XL	200 szt.	10 x 200 szt.

bluza wielorazowa, kolorowa

Stosowana jako odzież wielorazowa dla personelu medycznego na oddziałach szpitalnych.

- wykonana ze 100% bawełny z kolorowym nadrukiem
- krótki rękaw
- różne motywy graficzne
- rozmiary: XS-XL
- wielokrotnego użytku

REF	rozmiar	opakowanie handlowe
BT-040-BW1-XX-XS	XS	1 szt.
BT-040-BW1-XX-S	S	1 szt.
BT-040-BW1-XX-M	M	1 szt.
BT-040-BW1-XX-L	L	1 szt.
BT-040-BW1-XX-XL	XL	1 szt.






środowisko
małego
pacjenta

śliniak jednorazowego użytku

Chroni ubrania przed zabrudzeniem.

- wykonany z bibuły celulozowej pokrytej kolorową folią
- wyposażony w zakładki samoprzylepne, przeznaczone do zamocowania śliniaka wokół szyi
- z kieszenią w dolnej części
- wodoodporny
- dla dzieci powyżej 6 miesięcy
- jednorazowego użytku

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
SDJ	10 szt.	20 x 10 szt.



koszula pacjenta dziecięca, włókninowa

Przeznaczona do noszenia przez pacjentów podczas badań diagnostycznych oraz opieki okołooperacyjnej.

- wykonana z włókniny SMS
- wiązana na troki w talii oraz przy szyi
- kolor niebieski
- wymiar 72 x 100 cm
- niejałowa

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
BT-0022-35B-SMS-D1	10 szt.	10 x 10 szt.



termiczne okrycie pacjenta SOFT

Przeznaczone do okrycia pacjenta w celu zapobiegania hipotermii okołoperacyjnej.

Stosowane jako izolator do ochrony przed wychłodzeniem spowodowanym upośledzeniem mechanizmu termoregulacji oraz w celu uzyskania normotermii u pacjenta.

Użycie jednorazowe dla jednego pacjenta minimalizuje ryzyko zakażeń krzyżowych.

Używane w opiece okołoperacyjnej, na oddziałach intensywnej terapii, szpitalnych oddziałach ratunkowych i innych oddziałach medycznych, w których konieczne jest zapewnienie komfortu ciepłego pacjenta.

- wykonane z włókny Spunlace z poliestrowym wypełnieniem
- na całej powierzchni posiada szwy ultradźwiękowe
- możliwe do podgrzania w urządzeniu podgrzewającym
- jednorazowego użytku
- niejałowe

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
BT-TOP-21S	110 cm x 120 cm	1 szt.	40 x 1 szt.
BT-TOP-22S	110 cm x 210 cm	1 szt.	25 x 1 szt.





staza automatyczna

dla dzieci

Przeznaczona do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły wybranej do nakłucia.

- elementy składowe: rozciągliwy pasek z poliestru i plastikowe komponenty z ABSu
- szeroki rozciągliwy pasek minimalizujący wzrost ciśnienia podczas uciskania
- w znacznym stopniu chroni od przekrwienia ramienia, poprawia jakość próbki krwi do badania
- posiada prosty mechanizm obsługiwany jedną ręką, umożliwiając łatwe zapinanie i odpinanie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku
- rozmiar: długość 450 mm $\pm$ 5 mm, szerokość 25 mm $\pm$ 1 mm
- kolor żółty z kolorowym nadrukiem
- nie zawiera lateksu ani ftalanów
- wielorazowego użytku

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
SA-002	21 x 1 szt.	20 x 21 szt.




NINONET

myjka do ciała nasączona mydłem dla dzieci

Codziennie mycie ciała dzieci od pierwszych dni życia.

- prostokątna ściereczka dwustronnie nasączona środkiem myjącym w pełni bezpiecznym dla skóry niemowląt
- wykonana w całości z włókna poliestrowego
- specjalna technologia ultra miękkich włókien umożliwia stosowanie nawet na najbardziej delikatnej skórze
- posiada w składzie żel zawierający aloes
- do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody
- wyrób kosmetyczny
- rozmiar: 12 cm x 10 cm
- gramatura: 400g/m

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
01EN1210400-21	40 szt.	30 x 40 szt.
01EN1210400-38	6 szt.	150 x 6 szt.





podkład chłonny

dla dzieci



Przeznaczony do pochłaniania moczu i innych płynów ustrojowych.

Stosowany na łóżku medycznym w celu bezpośredniego zabezpieczenia i ochrony pacjenta przed zanieczyszczeniami i zakażeniami.

- posiada pikowany wkład chłonny z superabsorbentem
- warstwa foliowa z kolorowym nadrukiem
- wkład chłonny w kolorze białym
- niejałowy

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
BT-PC6060C	60 cm x 60 cm	30 szt.	10 x 30 szt.
BT-PC6090C	60 cm x 90 cm	15 szt.	10 x 15 szt.



podkład medyczny bibułowo-foliowy

Przeznaczony do stosowania na kozetkach medycznych, łóżeczkach itp.

- wykonany z dwóch warstw papieru oraz folii
- perforowany co 50 cm
- duża, zadrukowana dziecięcymi motywami powierzchnia
- dostępny w różnych kolorach
- szerokość: 33 cm lub 50 cm
- długość: 40 m (80 szt. w rolce), 25 m (50 szt. w rolce)
- wchłaniający i nieprzepuszczający płynów
- niejałowy

REF	rozmiar	kolor	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
I4K51N-50-M	50 cm x 40 m		1 szt.	9 x 1 szt.
I4K51N-50-Ż	50 cm x 40 m		1 szt.	9 x 1 szt.
I4K51N-50-L	50 cm x 40 m		1 szt.	9 x 1 szt.
I4K51N-50-N	50 cm x 40 m		1 szt.	9 x 1 szt.
I4K533N-50-M	33 cm x 25 m		1 szt.	9 x 1 szt.
I4K33N-50-Ż	33 cm x 25 m		1 szt.	9 x 1 szt.
I4K33N-50-L	33 cm x 25 m		1 szt.	9 x 1 szt.
I4K33N-50-N	33 cm x 25 m		1 szt.	9 x 1 szt.





stila care

chusteczki nawilżane dla dzieci

Przeznaczone do oczyszczania i pielęgnacji delikatnej skóry noworodków, niemowląt oraz dzieci.

- na bazie wody (98%)
- z neutralnym pH
- zawierają alantoinę i pantenol łagodzące podrażnienia
- o zapachu białej herbaty
- bez barwników i alkoholu
- zamknięte klipsem utrudniającym wysychanie

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
WCD1-80	15 cm x 20 cm	80 szt.	16 x 80 szt.



deltaset I-36

pakiet noworodkowy

Stosowany w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych.

Stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla noworodka, które są przydatne podczas porodu fizjologicznego lub cięcia cesarskiego.

- do użytku krótkotrwałego
- etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- jałowy


REF


opakowanie handlowe

DS-NOW-I-036

1 pakiet, papier - folia

komponenty	ilość	rozmiar / długość
podkład chłonny	1 szt.	60 cm x 60 cm
serweta chłonna	1 szt.	60 cm x 80 cm
koczek flanelowy we wzory	1 szt.	160 cm x 75 cm
czapeczka dla noworodka, biała	1 szt.	-
miarka centymetrowa, papierowa	1 szt.	1 m
szpatułka laryngologiczna, plastikowa	1 szt.	15 cm






materiały
opatrunkowe

elastoKIDS

kolorowe plastry dla dzieci



Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami drobnych ran, urazów, skaleczeń, otarć, rozcięć, zranień na skórze z małą i średnią ilością wysięku.

- wykonane z folii polietylenowej z kolorowym nadrukiem
- posiadają centralnie umieszczony wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu
- posiadają warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego
- każdy plaster indywidualnie zabezpieczony opakowaniem typu papier-papier
- rozmiar: 7,2 cm x 1,9 cm
- niejałowe

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
VH-PDP7219	100 szt.	20 x 100 szt.



KIDSpro

zestaw plastrów dla dzieci



Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami drobnych ran, urazów skóry, skaleczeń, rozcięć, zranień z małą i średnią ilością wysięku.

- wykonane z perforowanej folii PE z kolorowym nadrukiem
- zaokrąglone brzegi plastrów
- każdy plaster w zestawie indywidualnie zabezpieczony opakowaniem typu papier-papier
- niejałowe

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
VH-ZKB	7,2 cm x 1,9 cm - 8 szt. 7,2 cm x 2,5 cm - 8 szt.	16 x 1 szt.	60 x 1 szt.




KIDSpro

zestaw plastrów dla dzieci

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami drobnych ran, urazów skóry, skaleczeń, rozcięć, zranień z małą i średnią ilością wysięku.

- wykonane z perforowanej folii PE z kolorowym nadrukiem
- zaokrąglone brzegi plastrów
- każdy plaster w zestawie indywidualnie zabezpieczony opakowaniem typu papier-papier
- niejałowe

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
VH-ZKG	7,2 cm x 1,9 cm - 8 szt. 7,2 cm x 2,5 cm - 8 szt.	16 x 1 szt.	60 x 1 szt.





elastoKIDS EYE

opatrunek oczny, włókninowy, z wkładem chłonnym, samoprzylepny, jałowy

Przesłonięcie oka i jego okolicy po procedurach okulistycznych i zabiegach chirurgicznych.

- wykonany z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem
- centralnie umieszczony wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego
- rozmiar: 5 cm x 7,5 cm
- jałowy

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
803012A	50 szt.	10 x 50 szt.



elastoKIDS IV

opatrunek do mocowania kaniul włókninowy,
samoprzylepny, jałowy

Stabilizacja, zabezpieczanie i fiksowanie dożylnych
kaniul obwodowych posiadających port pionowy.

- wykonany z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem
- centralnie umieszczony wkład chłonny
- do opatrunku dołączona jest podkładka włókninowa przeznaczona do umieszczenia pod skrzydełkami kaniuli
- posiada warstwę zabezpieczającą wykonaną z papieru silikonowanego
- rozmiar 5,1 cm x 7,6 cm
- jałowy

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
811011A	100 x 1 szt.	10 x 100 szt.





elastoKIDS STERIL

opatrunek z wkładem chłonnym włókninowy,
samoprzylepny, jałowy

Opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięgu.

- wykonany z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem
- centralnie umieszczony wkład chłonny powleczoney siateczką z polietylenu
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego
- jałowy

REF	rozmiar	opakowanie pośrednie	opakowanie transportowe
801012A	6 cm x 10 cm	50 x 1 szt.	10 x 50 szt.
801004A	8 cm x 15 cm	30 x 1 szt.	10 x 30 szt.
801015A	10 cm x 20 cm	25 x 1 szt.	10 x 25 szt.



elastoFIXAL KIDS

przylepiec stabilizujący do drenów, niejałowy

Stabilizacja i zabezpieczenie wszelkiego typu drenów, cewników i przewodów.

- dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren
- część mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej włókniny z kolorowym nadrukiem
- część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec - rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji drenu
- możliwość repozycji i korekcji położenia drenu dzięki zastosowanym rzepom
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego
- rozmiar - 9 cm x 4 cm
- niejałowy

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
816101A	50 x 1 szt.	20 x 50 szt.





yellowBAND

bandaż kohezyjny

Do nieprzylepnego mocowania opatrunku, mocowania szyn unieruchamiających, tworzenia opatrunku kompresyjnego lub zmniejszania zakresu ruchu stawu po urazie.

- jednowarstwowa, włókninowa opaska
- kohezyjna – przyczepia się sama do siebie (nie ma potrzeby stosowania zapinek), nie przyczepia się do skóry, włosów itp.
- może być dzielona na mniejsze odcinki, nie ma potrzeby
- używania nożyczek, bandaż można rozerwać w rękach
- opakowany w folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem, odwinieciem, zawilgoceniem
- nie zawiera lateksu
- niejałowy



rozmiar											opakowanie jednostkowe kartonik	opakowanie zbiorcze karton
2,5 x 450 cm	—	—	—	YCB-2545-X	—	YCB-2545-B	—	—	—	—	36 szt.	16 x 36 szt.
5 x 450 cm	YCB-545-S	YCB-545-Y	YCB-545-G	YCB-545-X	YCB-545-R	YCB-545-B	YCB-545-W	YCB-545-BC	YCB-545-IO	YCB-545-IG	12 szt.	24 x 12 szt.
7,5 x 450 cm	YCB-7545-S	YCB-7545-Y	YCB-7545-G	YCB-7545-X	YCB-7545-R	YCB-7545-B	YCB-7545-W	YCB-7545-BC	YCB-7545-IO	YCB-7545-IG	12 szt.	16 x 12 szt.
10 x 450 cm	YCB-1045-S	YCB-1045-Y	YCB-1045-G	YCB-1045-X	YCB-1045-R	YCB-1045-B	YCB-1045-W	YCB-1045-BC	YCB-1045-IO	YCB-1045-IG	12 szt.	12 x 12 szt.
15 x 450 cm	—	—	—	YCB-1545-X	YCB-1545-R	YCB-1545-B	—	—	—	—	12 szt.	8 x 12 szt.

rozmiar										opakowanie jednostkowe kartonik	opakowanie zbiorcze karton
2,5 x 450 cm	YCB-2545-LB	YCB-2545-IP	YCB-2545-JG	YCB-2545-V	—	—	—	—	—	36 szt.	16 x 36 szt.
5 x 450 cm	YCB-545-LB	YCB-545-IP	YCB-545-JG	YCB-545-V	YCB-545-GC	YCB-545-GP	YCB-545-VP	YCB-545-XP	YCB-545-PH	12 szt.	24 x 12 szt.
7,5 x 450 cm	YCB-7545-LB	YCB-7545-IP	YCB-7545-JG	YCB-7545-V	YCB-7545-GC	YCB-7545-GP	YCB-7545-VP	YCB-7545-XP	YCB-7545-PH	12 szt.	16 x 12 szt.
10 x 450 cm	YCB-1045-LB	YCB-1045-IP	YCB-1045-JG	YCB-1045-V	—	YCB-1045-GP	YCB-1045-VP	YCB-1045-XP	YCB-1045-PH	12 szt.	12 x 12 szt.



POREplast

przylepiec mocujący z włókniny z perforacją

Stabilizacja i zabezpieczenie wszelkiego typu drenów, cewników i przewodów.

- przylepiec na włókninowym podłożu
- nawinięty na plastikową szpulę
- zabezpieczony plastikową osłonką
- rozmiar: 2,5 cm x 5 m
- niejałowy

REF	kolor	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
VH-POPP	różowy	24 x 1 szt.	24 x 24 szt.
VH-POPG	zielony	24 x 1 szt.	24 x 24 szt.



elastoNASAL KIDS

przelepiec mocujący do drenów donosowych,
włókninowy, samoprzylepny, niejałowy

Stabilizacja cewników oraz zgłębników żołądkowych
mocowanych w okolicy nosa.

- wykonany z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem
- posiada system dwustopniowej aplikacji
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego
- rozmiar: 5,9 cm x 6,2 cm
- niejałowy

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
811015A	50 x 1 szt.	40 x 50 szt.





elastoKIDS STERIL D

opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny, z przecięciem i otworem X, jałowy

Zabezpieczanie miejsc ujęcia drenów, cewników założonych do ciała pacjenta.

- wykonany z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem
- przecięcie z otworem X umożliwia aplikację opatrunku
- wokół założonego drenu
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego
- rozmiar: 9 cm x 10 cm
- jałowy

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
801031A	30 x 1 szt.	10 x 30 szt.



elastoFIXAL Tube

opaska stabilizująca do rurki tracheostomijnej,
niejałowa

- opaska stabilizująca składająca się z dwóch części wykonana z włókniny hydrofobowej w kolorze beżowym
- na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem, umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurki tracheostomijnej
- krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep, co umożliwia dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną
- rozmiar: 25 cm x 2 cm
- niejałowa

REF	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
EFT2520	30 x 1 szt.	20 x 30 szt.





ZARYS International Group

Dział obsługi klienta

tel. +48 32 376 07 50-55
fax +48 32 274 72 84
e-mail: sprzedaz@zarys.pl

Siedziba firmy

tel. +48 32 271 69 91
e-mail: zarys@zarys.pl
ul. Ziemska 44
41-803 Zabrze

Dział sprzedaży hurtowej

tel. +48 32 376 07 40, 47, 49, 53
kom. +48 538 552 548
e-mail: hurt@zarys.pl

Centrum logistyczne

ul. Guido Henckela Donnersmarcka 1
41-807 Zabrze (KSSE Zabrze)